

Filtrationsgeräte (Glas), IDL Filter Funnels (Glass)

Glas-Filtrationsgeräte, komplette Einheit

Borosilikatglas 3.3, Zwischenstück, Klemme und Auffangflasche 1 Ltr., passend für alle Membranfilter mit einem Ø von 47 oder 50 mm.

| Artikel | Best.-Nr. |
|---|-------------|
| Glas-Filtrationsgerät mit Glasfilterplatte | 26 00 20000 |
| Glas-Filtrationsgerät, Lochblech PTFE-beschichtet | 26 00 20100 |

Einzelteile

| Artikel | Best.-Nr. |
|--|-------------|
| Aufsatz für Glas-Filtrationsgerät, mit Flansch, 250 ml | 26 00 10110 |
| PTFE-Stützring mit Glasfilterplatte Por. 2 | 26 00 10120 |
| PTFE-Stützring, Lochblech PTFE-beschichtet | 26 00 10130 |
| Metallklemme | 26 00 10140 |
| Zwischenstück mit Flansch und NS 45 für Auffangflasche, mit Vakuumanschluss | 26 00 20110 |
| Auffangflasche, 1 Ltr., Erlenmeyerform, Kern NS, vakuumfest | 26 00 20120 |
| Auffangflasche, 2 Ltr., Erlenmeyerform, Kern NS, vakuumfest | 26 00 20121 |

