

Laborflaschen, Neubert-Glas Laboratory Bottles

Laborflaschen mit DIN-Gewinde, Borosilikatglas 3.3; mit Schraubverschluss-Kappe und Ausgussring aus PP (blau).

Volumen ml	Gewinde GL	Klarglas	Braunglas
		Best.-Nr.	Best.-Nr.
100	45	11 11 51124	11 11 51624
250	45	11 11 51136	11 11 51636
500	45	11 11 51144	11 11 51644
1000	45	11 11 51154	11 11 51654
2000	45	11 11 51163	11 11 51663
5000	45	11 11 51173	11 11 51673
10000	45	11 11 51186	11 11 51686

Auf Anfrage auch Kunststoffbeschichtet lieferbar

