

Pyknometer, Neubert-Glas Pycnometers

Pyknometer nach Reischauer, birnenförmig
Klasse A, ausgewogen bis 3. Dezimale; DIN 12801

① Mit Schliffbett und PE-Stopfen

Volumen ml	NS	nicht geeicht	amtl. geeicht, mit Eichschein
		Best.-Nr.	Best.-Nr.
10	10/19	14 11 68229	14 11 68429
25	10/19	14 11 68238	14 11 68438
50	10/19	14 11 68250	14 11 68450
100	10/19	14 11 68261	14 11 68461

② Nach DAB

Mit Graduierung ± 10 mm, Klasse A, ausgewogen bis 3. Dezimale

Volumen ml	NS	nicht geeicht	amtl. geeicht, mit Eichschein
		Best.-Nr.	Best.-Nr.
10	10/19	14 11 78629	14 11 78829
25	10/19	14 11 78638	14 11 78838
50	10/19	14 11 78650	14 11 78850

Pyknometer sind auch zylindrisch lieferbar

Pyknometer nach Gay-Lussac, Lipkin, Hubbard, nach Boot; mit Säurekappe, auf Anfrage

