

## SOCOREX Dosys™ Labor-Selbstfüllerspritzen, Rometsch GmbH SOCOREX Dosys™ Laboratory self-refilling syringes

Vom Basis- bis hin zum Sondermodell aus korrosionsbeständigen Materialien bietet die für den Laborbereich bestimmte Spritzenlinie verlässliche Instrumente für ein sicheres und präzises Flüssigkeitsdosieren. Ein Jahr Garantie.

### Dosys™ Spritzen:

- Optimales Gleichgewicht und Anwenderkomfort
- Schnelle und verlässliche Volumenwahl
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Kolbendichte ohne O-Ring
- Hohe chemische Resistenz
- Voll montiert bei 121°C autoklavierbar

### Dosys™ classic Spritzen 173

Automatische Selbstfüllerspritzen mit integriertem Ventilsystem und Luer Lock Ansatz. Verpackung beinhaltet: Spritze, ein Meter Silikonschlauch, Saugfuss, PVC-Schutzhülse, Ansaug- und Lüftungskanülen, Ventil-Ersatzteilset und Bedienungsanweisung.

| Typ | Volumen<br>ml | Unpräzision (CV%)<br>Min./Max. Vol.       | Best.-Nr.   |
|-----|---------------|-------------------------------------------|-------------|
| 173 | 0,025 – 0,3   | < 1,8 <sup>1)</sup> / <sub>&lt; 0,5</sub> | 10 75 81731 |
| 173 | 0,1 – 0,5     | < 1,2/ <sub>&lt; 0,4</sub>                | 10 75 81732 |
| 173 | 0,1 – 1       | < 0,7/ <sub>&lt; 0,4</sub>                | 10 75 81733 |
| 173 | 0,3 – 2       | < 0,6/ <sub>&lt; 0,4</sub>                | 10 75 81734 |
| 173 | 0,5 – 5       | < 0,5/ <sub>&lt; 0,2</sub>                | 10 75 81735 |
| 173 | 1 – 10        | < 0,5/ <sub>&lt; 0,2</sub>                | 10 75 81736 |
| 173 | 5 – 20        | < 0,5/ <sub>&lt; 0,4</sub>                | 10 75 81737 |

Leistungsdaten wurden mit destilliertem Wasser mit Gebrauch einer rostfreien Kanüle (1,2 x 50 mm) unter konstanter Arbeitsgeschwindigkeit erreicht.

<sup>1)</sup> gemessen bei 0,075 ml

### Dosys™ premium Spritzen 174

Automatische Selbstfüllerspritzen mit abnehmbarem Ventilsystem und Luer Lock Ansatz. Erhöhter Resistenz gegen Korrosion.

Verpackung beinhaltet: Spritze, ein Meter Silikonschlauch, Saugfuss, PVC-Schutzhülse, Ansaug-, Lüftungs- und Dosierkanülen, Ventil-Ersatzteilset und Bedienungsanweisung.

| Typ | Volumen<br>ml | Unpräzision (CV%)<br>Min./Max. Vol. | Best.-Nr.   |
|-----|---------------|-------------------------------------|-------------|
| 174 | 0,1 – 1       | < 0,7/ <sub>&lt; 0,4</sub>          | 10 75 81741 |
| 174 | 0,3 – 2       | < 0,6/ <sub>&lt; 0,4</sub>          | 10 75 81742 |
| 174 | 0,5 – 5       | < 0,5/ <sub>&lt; 0,2</sub>          | 10 75 81743 |
| 174 | 1 – 10        | < 0,5/ <sub>&lt; 0,2</sub>          | 10 75 81744 |

Leistungsdaten wurden mit destilliertem Wasser mit Gebrauch einer rostfreien Kanüle (1,2 x 50 mm) unter konstanter Arbeitsgeschwindigkeit erreicht.

