

Pipettierhelfer accu-jet® pro, BRAND Pipette Controllers accu-jet® pro



Mit einer Hand wählen Sie freien Ablauf oder motorisiertes Ausblasen, regeln stufenlos die Motordrehzahl und steuern mit den Pipettiertasten feinfühlig die Pipettiergeschwindigkeit - besonders bewährt bei kleinvolumigen Pipetten. Der handliche Griff, leichte 190 g, und die ausgezeichnete Gewichtsverteilung lassen Sie angenehm entspannt auch lange Serien pipettieren.

Der accu-jet® pro wird mit einem zweiten Batteriefachdeckel mit Längsstegen geliefert. So lässt sich das Gerät auf den Kopf abstellen, um eine Kontamination des Pipettenadapters zu vermeiden.

- Ergonomisches Design
- Stufenlose Regulierung der maximalen Pipettiergeschwindigkeit.
- Robuste, leistungsstarke Pumpe für schnelle Füllzeiten (50 ml in 10 Sekunden)
- Eine Leuchtdiode zeigt rechtzeitig durch Blinken an, dass die Akkukapazität noch für zwei Betriebsstunden ausreicht.
- 8 Stunden Dauerpipettieren mit einer 10 ml Pipette ohne Nachladen.
- Korrosionsschutz durch aktiven Druckausgleich
- Rückschlagventil / Membranfilter zum Schutz gegen das Eindringen von Flüssigkeiten
- Flüssigkeitsabgabe wahlweise im freien Ablauf oder mit motorisiertem Ausblasen
- Für Glas- und Kunststoffpipetten von 0,1 – 200 ml

accu-jet® pro Pipettierhelfer

inkl. Wandhalter, 2 Ersatz-Membranfilter 0,2 µl, steril, inkl. Nickel-Metallhydrid Akku, 2 Batteriefachdeckel, Gebrauchsanleitung, Netzteil (100-240 V; 50-60 Hz)

Typ	Mit Ladegerät Europa (Kontinent)	Mit Ladegerät UK/Irland
	Best.-Nr.	Best.-Nr.
① accu-jet® pro, dunkelblau	27 49 26300	27 49 26310
accu-jet® pro, magenta	27 49 26301	27 49 26311
accu-jet® pro, grün	27 49 26302	27 49 26312
accu-jet® pro, königsblau	27 49 26303	27 49 26313

Zubehör/Ersatzteile

Artikel	Best.-Nr.
Silikon-Adapter mit Rückschlagventil	27 49 26508
Wandhalter	27 49 26540
Netzteil, Typ Europa	27 49 26550
Ersatz-Membranfilter, 0,2 µm (roter Farbcode), 1 St., steril	27 49 26530
Ersatz-Membranfilter, 0,2 µm (roter Farbcode), 10 St., unsteril	27 49 26535
Ersatz-Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), 1 Stück, unsteril	27 49 26052
Ersatz-Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), 10 Stück, unsteril	27 49 26056
NiMH-Akku-Pack	10 49 26630

① Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Weitere Ladegerät-Typen auf Anfrage erhältlich.

