

Glasspritzen, Poulten & Graf Glass Syringes

FORTUNA® OPTIMA® Ganzglas-Spritzen, nur für technische Anwendungen! Zylinder klarglaskalibriert, alle Teile auswechselbar, Kolbenende mit brauner Marke abgesetzt, absolute Dichtigkeit, bis 134°C sterilisierbar, Skala genau justiert, unzerstörbare braune Graduierung (diffundiert), Einzelverpackung.

① Glasspritzen mit Glaskonus Luer, zentrisch

Vol. ml	Grad. ml	Best.-Nr.	Vol. ml	Grad. ml	Best.-Nr.
1	0,05	19 30 63101	20	1	19 30 63601
2	0,1	19 30 63201	30	1	19 30 63701
3	0,1	19 30 63301	50	2	19 30 63801
5	0,2	19 30 63401	100	4	19 30 63901
10	0,2	19 30 63501			

② Glasspritzen mit Luer-Lock-Konus, zentrisch

Vol. ml	Grad. ml	Best.-Nr.	Vol. ml	Grad. ml	Best.-Nr.
1	0,05	19 30 63103	20	1	19 30 63603
2	0,1	19 30 63203	30	1	19 30 63703
3	0,1	19 30 63303	50	2	19 30 63803
5	0,2	19 30 63403	100	4	19 30 63903
10	0,2	19 30 63503			

