

Filterpapiere zur Klarfiltration, Hahнемühle Clear Filtration Filter Papers



Empfohlen für die Identifizierung von Substanzen, Klärung von Flüssigkeiten und Proben-
vorbereitungen in einem weiten Bereich der chemischen Analyse.

- Gekreppte Filtrierpapiere haben eine besonders große Oberfläche und entsprechend kürzere Filtrationszeiten
- Für die zuverlässige Klärung von viskosen Flüssigkeiten
- Für die schnelle Abtrennung von großen Partikeln
- Probenvorbereitungen

Klärung von:

- Alkoholen, Essenzen, Essig, ätherischen Ölen, Extrakten
- Galvanischen Bädern, Flotationsschlammern
- Gelatine, Glycerin, Farben, Lacken, Haarwasser, Parfüme, Tinkturen
- Bierwürze, Spirituosen, Sirup
- Salzlösungen

Technische Daten:

Sorte	Oberfläche	Eigenschaften	Filtration Herzberg s	Rückhalte- vermögen ¹⁾ µm	Gewicht g/m ²	Dicke mm
520b	gekreppt	sehr schnell, nassfest	30	16 – 20	155	0,65
520a	gekreppt	sehr schnell, sehr nassfest	35	15 – 18	90	0,32
2772	gekreppt	sehr schnell, nassfest	40	12 – 14	65	0,24
0903	glatt	schnell	40	12 – 25	66	0,25
0905	gekreppt	schnell	40	12 – 25	74	0,27
0858	gekörnt	mittelschnell	110	7 – 12	75	0,17
0860	glatt	mittelschnell	120	7 – 12	74	0,17
0859	glatt	mittelschnell	150	7 – 12	61	0,14
400	glatt	mittelschnell	200	7 – 12	61	0,17

¹⁾ Näherungswerte

Bogen

Sorte	Maße mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
0903	580×580	10 15 90903	500
0859	580×580	10 15 90859	500
400	460×570	10 15 94000	100

Faltenfilter

Sorte	Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
520b	150	10 15 99523	100
520b	185	10 15 99524	100
520b	240	10 15 99525	100
520b	500	10 15 99527	20
520b	600	10 15 99528	20
520a	240	10 15 99521	100
520a	500	10 15 99522	100
2772	500	10 15 92772	100
0905	320	10 15 95320	100
0858	150	10 15 98150	100
0858	240	10 15 98240	100
0858	320	10 15 98320	100
0860	150	10 15 97861	100
0860	185	10 15 97862	100

Sorte	Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
0860	240	10 15 90240	100
0860	320	10 15 90320	100
400	70	10 15 94001	100
400	90	10 15 94002	100
400	110	10 15 94003	100
400	125	10 15 94004	100
400	130	10 15 94005	100
400	150	10 15 94006	100
400	185	10 15 94007	100
400	200	10 15 94008	100
400	300	10 15 94010	100
400	320	10 15 94011	100
400	400	10 15 94012	100
400	650	10 15 94014	100

Rundfilter

Sorte	Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
400	47	10 15 94015	100
400	55	10 15 94016	100
400	70	10 15 94017	100
400	90	10 15 94018	100
400	110	10 15 94019	100

Sorte	Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
400	125	10 15 94020	100
400	150	10 15 94021	100
400	185	10 15 94022	100
400	240	10 15 94023	100
400	500	10 15 94026	100

Andere Formate auf Anfrage.

