

Flaschenaufsatz-Absaugegerät QuikSip™ BT-Aspirator, BRAND Bottle Top Aspirators QuikSip™ BT-Aspirator

webcode  WWQED025



Das Flaschenaufsatz-Absaugegerät ist ideal zum Absaugen von Flüssigkeitsüberständen wie z.B. Kulturmedien aus Schalen, Gewebekulturflaschen und Multiwell-Platten oder von Überständen nach der Fällung und Zentrifugation von Proteinen und Nukleinsäuren. Serienmäßig mit Einkanal-Pipettiereinheit zum Absaugen von Flüssigkeit aus Reaktionsgefäßen, Teströhrchen, usw. Optional erhältlich ist eine 8-Kanal-Pipettiereinheit zum Absaugen aus Mikrotiterplatten.

- Sicheres Entfernen von Flüssigkeitsüberständen.
- Es wird keine Vakuumpumpe benötigt.
- Mit der cell-culture™-Einheit kann das Vakuum mühelos geregelt werden.
- Geeignet für Pipettenspitzen, Kapillarpipetten und Pasteurpipetten.
- Adapter und Saugschlauch der cell-culture™-Einheit sind autoklavierbar (Dosier- und Pumpeinheit sind nicht autoklavierbar).
- Ideal für den Einsatz mit dem BRANDplates® Insert System.

Artikel	Best.-Nr.
① QuikSip™ BT-Aspirator	14 49 83150
Lieferumfang: 1 QuikSip™ BT-Aspirator, 1 cell-culture™ inkl. Saugschlauch und 3 Adapter, 1 Gebrauchsanleitung, 1 Ersatzdosiereinheit, 2 PP-Adapter (GL 45/32 und GL 45/S 40)	

Artikel	Best.-Nr.
② 8-Kanal-Pipettiereinheit	14 49 84526
PP, autoklavierbar	

