

Prüfgewichte, KERN Test Weights

KERN Präzisions-Prüfgewichte sind wichtige Werkzeuge für die Kontrolle Ihrer Messinstrumente im Rahmen der Qualitätssicherung nach ISO 9000ff. Darüber hinaus dienen sie zum Justieren Ihrer Waagen auf die jeweilige standortabhängige Erdschwerkraft.

Prüfgewichte

• Einzelgewichte

(siehe untenstehende Tabelle) Weitere Genauigkeitsklassen (E1, M2, M3), alternative Materialien (Edelstahl, Messing feingedreht, etc.), Etais aus Holz oder Kunststoff zur sicheren Aufbewahrung der Einzelgewichte, gewichtsspezifisches Zubehör, DAkkS-Kalibrierscheine auf Anfrage.

• Gewichtsätze

serienmäßig in OIML-Stückelung von 1 mg bzw. 1 g bis zu 10 kg sowie individuell nach Kundenwunsch zusammengestellte Gewichtssätze auf Anfrage lieferbar.

Kalibrierscheine für Prüfgewichte

DAkkS-Kalibrierscheine belegen die Richtigkeit Ihrer Prüfgewichte und dienen der Rückführbarkeit Ihrer Prüfmittel im Rahmen der QS nach ISO 9000ff. Kern ist von der Akkreditierungsstelle des DAkkS als DAkkS-Kalibrierlabor für Waagen, Prüfgewichte und Kraftmessgeräte akkreditiert. Dadurch können in den sieben, mit modernster Technologie ausgestatteten Kalibrier-Laboratorien international gültige DAkkS-Kalibrierscheine für Waagen und Gewichte ausgestellt werden. Gerne überwachen wir Ihren Fristen-Kalender und führen die periodisch anfallenden Rekalibrierungen Ihrer Prüfgewichte und Waagen durch.

Klasse E2

Gew. mg	Best.-Nr.	Gew. g	Best.-Nr.	Gew. kg	Best.-Nr.
1	64 58 31801	1	64 58 31701	1	64 58 31711
2	64 58 31802	2	64 58 31702	2	64 58 31712
5	64 58 31803	5	64 58 31703	5	64 58 31713
10	64 58 31804	10	64 58 31704	10	64 58 31714
20	64 58 31805	20	64 58 31705	20	64 58 31715
50	64 58 31806	50	64 58 31706	50	64 58 31716
100	64 58 31807	100	64 58 31707		
200	64 58 31808	200	64 58 31708		
500	64 58 31809	500	64 58 31709		

Klasse F1

Gew. mg	Best.-Nr.	Gew. mg	Best.-Nr.	Gew. mg	Best.-Nr.
1	64 58 32801	1	10 58 32601	1	10 58 32611
2	64 58 32802	2	10 58 32602	2	10 58 32612
5	64 58 32803	5	10 58 32603	5	10 58 32613
10	64 58 32804	10	10 58 32604	10	10 58 32614
20	64 58 32805	20	10 58 32605	20	10 58 32615
50	64 58 32806	50	10 58 32606	50	10 58 32616
100	64 58 32807	100	10 58 32607		
200	64 58 32808	200	10 58 32608		
500	64 58 32809		10 58 32609		

Klasse F2

Gew. mg	Best.-Nr.	Gew. g	Best.-Nr.	Gew. kg	Best.-Nr.
1	64 58 33801	1	64 58 33761	1	64 58 33771
2	64 58 33802	2	64 58 33762	2	64 58 33772
5	64 58 33803	5	64 58 33763	5	64 58 33773
10	64 58 33804	10	64 58 33764	10	64 58 33774
20	64 58 33805	20	64 58 33765	20	64 58 33775
50	64 58 33806	50	64 58 33766	50	64 58 33776
100	64 58 33807	100	64 58 33767		
200	64 58 33808	200	64 58 33768		
500	64 58 33809	500	64 58 33769		

Klasse M1

Gew. mg	Best.-Nr.	Gew. g	Best.-Nr.	Gew. kg	Best.-Nr.
1	64 58 34801	1	64 58 34741	1	64 58 34751
2	64 58 34802	2	64 58 34742	2	64 58 34752
50	64 58 34803	5	64 58 34743	5	64 58 34753
10	64 58 34804	10	64 58 34744	10	64 58 34754
20	64 58 34805	20	64 58 34745		
50	64 58 34806	50	64 58 34746		
100	64 58 34807	100	64 58 34747		
200	64 58 34808	200	64 58 34748		
500	64 58 34809	500	64 58 34749		

