

Laborthermometer, Amarell Laboratory Thermometers



WWERJ003



① Einschlussthermometer

Kapillare unbelegt, rote Füllung, Richterverschluss, 8 bis 9,5 mm Ø, eichfähig.

Messber. °C	Teil. °C	L mm	Best.-Nr.
-50 – +50 ¹⁾	1	300	16 10 19005
-100 – +30 ¹⁾	1	300	16 10 19006

Messber. °C	Teil. °C	L mm	Best.-Nr.
-200 – +30 ²⁾	1	350	16 10 19007
-50 – +50 ¹⁾	0,5	300	16 10 20005

② Einschlussthermometer

Kapillare unbelegt, rote Spezialfüllung, Richterverschluss, 8 – 9 mm Ø, eichfähig.

Messber. °C	Teil. °C	L mm	Best.-Nr.
-10/0 – +100	1	305	10 10 16608
-10/0 – +150	1	305	10 10 16610
-10/0 – +200	1	300	10 10 16612
-10/0 – +50	0,5	220	10 10 16618
-10/0 – +100	0,5	270	10 10 16620

Messber. °C	Teil. °C	L mm	Best.-Nr.
-5 – +50 ³⁾	0,2	350	10 10 16628
-5/0 – +100 ³⁾	0,2	420	10 10 16630
0 – +50 ³⁾	0,1	420	10 10 16632
0 – +100 ³⁾	0,2	550	10 10 16642

Laborthermometer AMA-THERM

Einschlussform, prismatische Messkapillare unbelegt, mit **spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung**, Richterverschluss, ganzeintauchend justiert, kalibrierfähig, Durchmesser 8 – 9,5 mm.

Messber. °C	Teil. °C	L mm	Best.-Nr.
0 – +50	0,2	350	10 10 16800
0 – +100	0,2	420	10 10 16810
0 – +150	0,2	480	10 10 16820
0 – +200	0,2	220	10 10 16830

Messber. °C	Teil. °C	L mm	Best.-Nr.
0 – +50	0,1	420	10 10 16840
-10 – +50	0,1	420	10 10 16842
0 – +100	0,1	550	10 10 16850

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

- 1) Füllung Toluol
- 2) Füllung Pentan
- 3) Kalibrierfähig

