

Abzugsschrank nach EN 14175, Irmeco High Performance Fume Cupboards

Außenwände aus Epoxidharz beschichteter Stahlkonstruktion, Innenauskleidung der Kammer aus rostfreiem Stahl mit chemisch resistenter Epoxidharz-Beschichtung, seitliche Paneele sind mit aerodynamischem Profil abgedeckt; ausgestattet mit Überdruck-Schutzsystem, bewegliches Schiebefenster (optional: Auto-Protect-System), Oberfläche der Arbeitsplatte ist keramikbeschichtet, säureresistent, Dicke 30 mm, mit glasierten Oberflächen- und Kanten, Unterschrank aus Stahl ebenfalls Epoxidharz überzogen, für kurzfristiges Aufbewahren von Säuren/Basen; Bedienfeld zur Kontrolle und Steuerung der einzelnen Parameter, zum Anschluss an ein vorhandenes Belüftungssystem, zertifiziert nach EN 14175.

Standardausrüstung:

- Integrierte Beleuchtung
- 2 x Steckdosen 230 V (16A), spritzwassergeschützt IP 44
- 1 x Kaltwasser mit Hahn
- 1 x Gas
- Spülbecken aus Keramik, 280 x 80 mm
- Farbe der Armaturen in grau RAL 7035
- Touch-Screen Controller zur kompletten Überwachung und Kontrolle mit Alarm Funktion

Artikel	Best.-Nr.
Abzugsschrank, 1192x912x2462 mm	10 15 80120
Abzugsschrank, 1492x912x2462 mm	10 15 80150
Abzugsschrank, 1792x912x2462 mm	10 15 80180

Bitte kontaktieren Sie uns bei individuellen Anfragen zu anderen Konfigurationen.
Kundenspezifische Lösungen wie Tiefabzüge auf Anfrage lieferbar.

