Mikro-Destillationsapparatur, Schlee
Micro-Distilling Apparatus

Mikro-Destillationsapparatur

Diese kompakte Destillationseinheit umfasst einen 100 ml Rundkolben, einen Destillationsaufsatz mit Kühlfinger sowie eine Abnahmespinne mit drei 50 ml Kolben. Die Beheizung des Destillationskolbens erfolgt über eine stufenlos regelbar Heizplatte (500 W) mit Schutzgitter sowie einem Aluminiumblock zur gleichmäßigen Verteilung der Hitze. Der Messbereich des Schlifthermometers reicht von 0 bis +250°C und durch den seitlichen Olivenansatz ist die Vakuumfähigkeit ebenfalls gegeben. Außerdem sorgt ein kompaktes Gestell mit Absatzmöglichkeiten der Glasbauteile im oberen Bereich für eine problemlose und sichere Handhabung im Labor. Ersatz- sowie Zubehörteile erhalten Sie auf Anfrage!

	Artikel	Best.-Nr.
①	**Mikro-Destillationsapparatur** Mit Schliffen NS 14,5, komplett	**13 34 44000**

